



Sensore SpO2 Pediatico per 34341 Fino a N. di Serie Xcu052qf005021, 33698, 34342

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 34347

EAN / GTIN 8023279343472

Confezione 1 pz.

Sonda SpO2 pediatrica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
C900301

EAN / GTIN
8023279343472

CODICE GEF
34347



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697