

GEF Medica

Sensore SpO2 Neonatale per 34341 Fino a N. di Serie Xcu052qf005021, 33698, 34342

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **34349**
EAN / GTIN **8023279343496**
Confezione **1 pz.**

Sonda SpO2 a Y neonatale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
C900301

EAN / GTIN
8023279343496

CODICE GEF
34349

**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697