



Manico Pediatrico Zigrinato

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34352

EAN / GTIN 8023279343526

Confezione 1

Manico piccolo ricaricabile - pediatrico (2xAA) - 2,5 V

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021080

EAN / GTIN

8023279343526

CODICE GEF

34352



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697