



Manico Standard Adulti Zigrinato

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34354

EAN / GTIN 8023279343540

Confezione 1

Manico grande ricaricabile - adulti (2xC) - 2,5 V

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021080

EAN / GTIN

8023279343540

CODICE GEF

34354



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697