

Lampadina Manico in Plastica (34364-81-84)

Codice GEF (SKU) 34358

EAN / GTIN 8023279343588

Confezione 1

Lampadina per manici laringoscopio in plastica. Compatibile con i seguenti modelli: - Cod. 34364 - Cod. 34381 - Cod. 34384 Utilizzabile con manici venduti dopo giugno 2016



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279343588

CODICE GEF

34358



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697