



MANICO PLASTICA sterilizzabile

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **34364**EAN / GTIN **8023279343649**Confezione **1**

Manici ed accessori "Green" standard: Manico adulti in plastica (2 batterie C non incluse).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279343649

CODICE GEF

34364

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697