



Lama Monouso F.o. N. 0 Miller Prematuri

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **34365**EAN / GTIN **8023279343656**Confezione **10**

LAME MONOUSO LARINGOSCOPI F.O. - N° 0 Miller - infanti -
Lunghezza totale: 90 mm - Larghezza distale: 22 mm Scelta fra 5
differenti tipi: Mc Intosh N. 2, 3, 4 e Miller N. 0 e 1, tutte testate per
resistenza alla tensione. Prodotte in policarbonato. Confezionate
singolarmente; non sterili. COMPATIBILI CON TUTTE LE LINEE
GREEN.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R9002

EAN / GTIN

8023279343656

CODICE GEF

34365

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697