



## SET LARINGO HEINE CLASSIC 3+ A LED con manico ricaricabile 3,5V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34367

EAN / GTIN 8023279343670

Confezione 1

SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC+ con manico ricaricabile 3,5 V • Set 3 lame con paed 1, mac 2, mac 3, manico ricaricabile LED HQ • Codice HEINE: F-119.94.865 La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali. Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®. Lampadine a lunga durata: le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xenon sono frutto della tecnologia allo Xenon di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più!

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R9099

EAN / GTIN

8023279343670

CODICE GEF

34367



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697