



# MANICO HEINE PEDIATRICO SLIM 2,5V con batteria ricaricabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34371

EAN / GTIN 8023279343717

Confezione 1

MANICI E BATTERIE RICARICABILI PER LARINGOSCOPI HEINE • Maniglia LED pediatrica 2,5 V Li-ion con batteria ricaricabile • Codice HEINE: F-008.22.804 Necessita dell'unità di carica NT4 (codice 34374). La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali. Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343717

CODICE GEF

34371



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697