



MANICO HEINE STANDARD LED 3,5V con batteria ricaricabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34373**EAN / GTIN **8023279343731**Confezione **1**

MANICI E BATTERIE RICARICABILI PER LARINGOSCOPI HEINE • Manico standard LED 3,5 V Li-ion con batteria ricaricabile • Codice HEINE: F-008.22.894 Necessita dell'unità di carica NT4 (codice 34374). La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali. Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279343731

CODICE GEF

34373

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697