



## Caricabatterie Heine Nt4 per 2 Manici

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34374

EAN / GTIN 8023279343748

Confezione 1

BASE DI RICARICA HEINE NT4 - PER 2 MANICI • Codice HEINE: X-002.99.494 • Dimensioni: 14 x 6 x 6,6 cm Due compartimenti di carica indipendenti: - carica veloce: 2 ore per manico li-ion - carica automatica

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129080

EAN / GTIN

8023279343748

CODICE GEF

34374



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697