



Batteria Ricaricabile Heine Ped Li-ion L 2,5v X-007.99.104 Ricambio

Codice GEF (SKU) 34378

EAN / GTIN 8023279343786

Confezione 1

MANICI E BATTERIE RICARICABILI PER LARINGOSCOPI HEINE •
Batteria ricaricabile pediatrica 2,5 V per codice 34371 • Codice HEINE:
X-007.99.104 La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine
hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore
trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE
LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e
l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una
luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene
convenzionali. Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min
in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre
HEINE HiLite®. Lampadine a lunga durata: le lampadine alogene
HEINE XHL® allo Xeno sono frutto della tecnologia allo Xeno di ultima
generazione e offrono il 40% di luce in più!

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279343786

CODICE GEF

34378



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697