



Manico Heine Pediatrico F.o. LED Slim - F-008.22.800

Codice GEF (SKU) 34398

EAN / GTIN 4053755164622

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755164622

CODICE GEF

34398



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697