



# Manico Heine F.O. LED Short

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34399

EAN / GTIN 4053755164653

Confezione 1

Manico Heine F.O. LED Short

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

4053755164653

CODICE GEF

34399



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697