



Manico Laringo Standard Heine 3,5V LED

Codice GEF (SKU) **34402**

EAN / GTIN **4053755129928**

Nuova gamma di lame a F.O. con fibra HEINE HiLite®. Fascio di fibre ottiche con oltre 6000 singole micro-fibre e nuove lampadine HEINE XHL® Xenon alogene nel manico. Questa tecnologia innovativa pone

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nuova gamma di lame a F.O. con fibra HEINE HiLite®. Fascio di fibre ottiche con oltre 6000 singole micro-fibre e nuove lampadine HEINE XHL® Xenon alogene nel manico. Questa tecnologia innovativa pone i laringoscopi HEINE al di sopra delle lame e manici a fibre ottiche convenzionali. Il fascio di fibre ottiche HEINE HiLite®, con una sezione sino al 100% in più rispetto ad altre produzioni, migliora la trasmissione di luce e rende la lama più resistente che mai alla sterilizzazione in autoclave. Heine offre una garanzia di 5 anni o di 4000 cicli standard in autoclave di 134°C per 5 minuti su tutte le lame con fibre HEINE HiLite. Le lampadine HEINE XHL® Xenon alogene sono prodotte secondo la più recente tecnologia XENON per offrirvi sino al 40% di luce in più! Tutti i nuovi sistemi di laringoscopi HEINE F.O. + offrono anche effettivi vantaggi economici. Le lampadine HEINE XHL® Xenon alogene 3,5V hanno una durata doppia rispetto alle lampadine da 2,5 V e offrono una luce sino a tre volte superiore rispetto alle lampadine dei laringoscopi convenzionali a 2,5V. I sistemi HEINE a 3.5 V impiegano una batteria ricaricabile di lunga durata da 3,5V che evita la necessità di sostituire frequentemente batterie non ricaricabili. Tutti i manici e le lame laringoscopia HEINE F.O. sono compatibili con le Norme ISO 7376 (Green System).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755129928

CODICE GEF

34402



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697