

# Lama Laringo F.o. Heine

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34411**EAN / GTIN **4053755127832**Confezione **1**

LAME HEINE A FIBRE OTTICHE • Codice HEINE: F-000.22.119 • Tipo lama: MILLER 00 • Lunghezza totale: 76 mm • Larghezza distale: 9,5 mm La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**R9099**

EAN / GTIN

**4053755127832**

CODICE GEF

**34411**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697