

Lama F.O. Heine Miller

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 34412

EAN / GTIN 4053755127863

Confezione 1



LAME HEINE A FIBRE OTTICHE • Codice HEINE: F-000.22.120 • Tipo lama: MILLER 0 • Lunghezza totale: 80 mm • Larghezza distale: 10,5 mm La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
34412	Nr. 0	4053755127863	1
34413	Nr. 1	4053755127894	1
34414	Nr. 2	4053755127924	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

4053755127863

CODICE GEF

34412



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697