

# Lama F.O. Heine Miller 1

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34413**EAN / GTIN **4053755127894**Confezione **1**

LAME HEINE A FIBRE OTTICHE • Codice HEINE: F-000.22.121 • Tipo lama: MILLER 1 • Lunghezza totale: 100 mm • Larghezza distale: 11,5 mm La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z12021003**

EAN / GTIN

**4053755127894**

CODICE GEF

**34413**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697