

Lama F.O. Heine Miller 2

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34414**EAN / GTIN **4053755127924**Confezione **1**

LAME HEINE A FIBRE OTTICHE • Codice HEINE: F-000.22.122 • Tipo lama: MILLER 2 • Lunghezza totale: 152 mm • Larghezza distale: 13 mm La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

4053755127924

CODICE GEF

34414

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697