



Lama F.O. Heine Paed

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34415

EAN / GTIN 4053755127771

Confezione 1

LAME HEINE A FIBRE OTTICHE • Codice HEINE: F-000.22.110 • Tipo lama: PAED 0 • Lunghezza totale: 82 mm • Larghezza distale: 12 mm La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO	EAN	CONFEZIONE
34415	N. 0	4053755127771	1
34416	N. 1	4053755127801	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R9099

EAN / GTIN

4053755127771

CODICE GEF

34415



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697