



Lama F.O. Heine Mac

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) 34417

EAN / GTIN 4053755127436

Confezione 1

LAME HEINE A FIBRE OTTICHE • Codice HEINE: F-000.22.100 • Tipo lama: MAC 0 • Lunghezza totale: 82 mm • Larghezza distale: 9 mm La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
34417	Mac 0	4053755127436	1
34418	Mac 1	4053755127481	1
34419	Mac 2	4053755127542	1
34420	Mac 3	4053755127603	1
34421	Mac 4	4053755127672	1
34422	Mac 5	4053755127740	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12021003EAN / GTIN
4053755127436CODICE GEF
34417

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697