

## Lama F.O. Heine Mac 2

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34419**EAN / GTIN **4053755127542**Confezione **1**

LAME HEINE A FIBRE OTTICHE • Codice HEINE: F-000.22.102 • Tipo lama: MAC 2 • Lunghezza totale: 115 mm • Larghezza distale: 13 mm  
La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z12021003**

EAN / GTIN

**4053755127542**

CODICE GEF

**34419**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697