

GEF Medica

Maschera Laringea Riutilizzabile

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34424

EAN / GTIN 8023279344240

Confezione 1

MASCHERA LARINGEA RIUTILIZZABILE IN SILICONE 1. Grazie all'ottimo design anatomico assicura un inserimento comodo e sicuro. Connettore universale 15 mm (ISO). 2. Tubo flessibile trasparente. Guida per facilitare l'inserimento. 3. Lievi protuberanze minimizzano il vomito di sostanze da esofago e stomaco. 4. Il bordo senza giunture offre il massimo confort.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 1.5
- Tipologia paziente: neonato
- Peso: 5-10 Kg
- Volume cuffia (portata aria in ml): 7 ml

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34424	1,5 - neonato	8023279344240	1
34425	2 - neonato	8023279344257	1

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
R01020101EAN / GTIN
8023279344240CODICE GEF
34424

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697