

GEF Medica

Maschera Laringea Riutilizzabile

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) 34426

EAN / GTIN 8023279344264

Confezione 1

MASCHERA LARINGEA RIUTILIZZABILE IN SILICONE 1. Grazie all'ottimo design anatomico assicura un inserimento comodo e sicuro. Connettore universale 15 mm (ISO). 2. Tubo flessibile trasparente. Guida per facilitare l'inserimento. 3. Lievi protuberanze minimizzano il vomito di sostanze da esofago e stomaco. 4. Il bordo senza giunture offre il massimo confort.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 2.5
- Tipologia paziente: bambino
- Peso: 20-30 Kg
- Volume cuffia (portata aria in ml): 14 ml

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34426	2,5 - bambino	8023279344264	1
34428	4 - adulti	8023279344288	1
34429	5 - adulti large	8023279344295	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
R01020101EAN / GTIN
8023279344264CODICE GEF
34426

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697