



# Maschera Laringea Riutilizzabile N. 3 Ragazzo

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34427

EAN / GTIN 8023279344271

Confezione 1

MASCHERA LARINGEA RIUTILIZZABILE IN SILICONE  1. Grazie all'ottimo design anatomico assicura un inserimento comodo e sicuro. Connettore universale 15 mm (ISO). 2. Tubo flessibile trasparente. Guida per facilitare l'inserimento. 3. Lievi protuberanze minimizzano il vomito di sostanze da esofago e stomaco. 4. Il bordo senza giunture offre il massimo confort.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 3
- Tipologia paziente: ragazzo
- Peso: 30-50 Kg
- Volume cuffia (portata aria in ml): 20 ml

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R01020101

EAN / GTIN

8023279344271

CODICE GEF

34427



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697