



Cannule di Guedel sterili monouso

Dispositivo medico

Classe I S

8 varianti

Codice GEF (SKU) 34431

EAN / GTIN 8023279344318

Confezione 1

CANNULE DI GUEDEL STERILI - FLESSIBILI, TRASPARENTI •

Confezionate singolarmente • Cannula Guedel 40 mm • rosa • neonato

- 000 Cannule di Guedel in 9 misure dalla superficie liscia e punta arrotondata per un migliore comfort del paziente. Fabbricate in polietilene (PE). Latex free.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
34431	000 rosa - 40 mm	8023279344318	1
34432	00 blu - 50 mm	8023279344325	1
34433	0 nera - 60 mm	8023279344332	1
34434	1 bianca - 70 mm	8023279344349	1
34435	2 verde - 80 mm	8023279344356	1
34436	3 gialla - 90 mm	8023279344363	1
34437	4 rossa - 100 mm	8023279344370	1
34438	5 arancione - 110 mm	8023279344387	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

R010102

EAN / GTIN

8023279344318

CODICE GEF

34431



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697