



Assortimento Cannule di Guedel

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 34439

EAN / GTIN 8023279344394

Confezione 1

CANNULE DI GUEDEL STERILI - FLESSIBILI, TRASPARENTI

Assortimento misto di 10 pezzi composto da: • Q.tà 1 Cod. 34431

Cannula Guedel 40 mm - rosa - neonato - 000 • Q.tà 1 Cod. 34432

Cannula Guedel 50 mm - blu - neonato - 00 • Q.tà 1 Cod. 34433

Cannula Guedel 60 mm - nera - bambino - 0 • Q.tà 2 Cod. 34434

Cannula Guedel 70 mm - bianca - ragazzo - 1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

R010102

EAN / GTIN

8023279344394

CODICE GEF

34439



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697