



## Set Laringo LED Heine Classic+ - 3 Lame - F-119.18.860

Codice GEF (SKU) 34445

EAN / GTIN 4053755130061

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755130061

CODICE GEF

34445



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697