



Set Laringo LED Heine Classic+ 4 Lame

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34446

EAN / GTIN 8023279344462

Confezione 1

SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC+ con manico 2,5 V • Set 4 lame con paed 1, mac 2, mac 3, mac 4, manico LED •

Codice HEINE: F-120.18.860 La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali. Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®. Lampadine a lunga durata: le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xeno sono frutto della tecnologia allo Xeno di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più!

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R9099

EAN / GTIN

8023279344462

CODICE GEF

34446



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697