



Ricaricabatteria Heine NT 300 - X-002.99.495

Codice GEF (SKU) 34449

EAN / GTIN 4053755144327

Due vani di ricarica indipendenti: • Veloce capacità di carica: - 2 ore per MANICO Li-ion - 4 ore per gli altri manICI • Ricarica automatica • Indicatore di carica - CODICE HEINE: X-002.99.495

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Due vani di ricarica indipendenti:
- Veloce capacità di carica: - 2 ore per MANICO Li-ion - 4 ore per gli altri manICI
- Ricarica automatica
- Indicatore di carica - CODICE HEINE: X-002.99.495

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755144327

CODICE GEF

34449



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697