



Set F.o. Pediatrico 2 Lame Miller 0-1

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34451

EAN / GTIN 8023279344516

Confezione 1

SET F.O. XENON/ALOGENO GREEN - 2,5 V • Set pediatrico (2 lame Miller 0-1) - laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante - lame a fibra ottica Green con fibra staccabile - manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno - manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279344516

CODICE GEF

34451



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697