



Set F.O. Adulti Mc-Intosh

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34452**EAN / GTIN **8023279344523**Confezione **1**

SET F.O. XENON/ALOGENO GREEN - 2,5 V • Set adulti (3 lame Mc Intosh 2-3-4) - laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante - lame a fibra ottica Green con fibra staccabile - manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno - manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO LAME	EAN	CONFEZIONE
34452	3 Lame (2-3-4)	8023279344523	1
34453	4 Lame (1-2-3-4)	8023279344530	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279344523

CODICE GEF

34452

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697