



SET F.O. PEDIATRICO, 3 lame Miller 0-1, McIntosh 0

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34454

EAN / GTIN 8023279344547

Confezione 1

SET F.O. XENON/ALOGENO GREEN - 2,5 V • Set pediatrico (3 lame Miller 0-1, Mc Intosh 0) - laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante - lame a fibra ottica Green con fibra staccabile - manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno - manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279344547

CODICE GEF

34454



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697