

GEF Medica

Manico in Metallo Ricaricabile 3,5v

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34456

EAN / GTIN 8023279344561

Confezione 1

Manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V) MANICI RICARICABILI "GREEN" F.O. XENON/ALOGENO 3,5 V • Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi • Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa. • Manico robusto in metallo rivestito di cromo LARINGOSCOPI GREEN

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ETA	EAN	CONFEZIONE
34456	pediatrico	8023279344561	1
34457	adulti	8023279344578	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279344561

CODICE GEF

34456



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697