



Manico Laringoscopio F.o. USB

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34468**EAN / GTIN **8023279344684**Confezione **1**

Manico USB per laringoscopi a fibra ottica. Manico USB universale per tutte le lame a fibra ottica. Tale manico funge da caricatore in quanto include una batteria Li-ion ricaricabile e una porta USB per una ricarica semplice. Caratteristiche: - vetro sabbato, superficie cromata opaca per un'ottica di alta qualità - superficie liscia, scanalature laterali per un utilizzo igienico e una presa sicura in mano - rimozione lampadina rapida e facile

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279344684

CODICE GEF

34468

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697