



Manico Pediatrico LED 2,5 V Ricaricabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34476**EAN / GTIN **8023279344769**Confezione **1**

Manico pediatrico a LED ricaricabile 2,5 V MANICI ricaricabili A.F.O.
LED 2,5 V • Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi •
Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa. • Manico robusto in
metallo rivestito di cromo LARINGOSCOPI GREEN

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279344769

CODICE GEF

34476

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697