



## MANICO ADULTI LED 2,5 V ricaricabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34477

EAN / GTIN 8023279344776

Confezione 1

Manico adulto a LED ricaricabile 2,5 V MANICI ricaricabili A F.O. LED 2,5 V • Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi • Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa. • Manico robusto in metallo rivestito di cromo LARINGOSCOPI GREEN

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279344776

CODICE GEF

34477



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697