



Manico F.o. Pediatrico Metallo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34480

EAN / GTIN 8023279344806

Confezione 1

Manico pediatrico in metallo ricaricabile (2 batterie AA) - 2,5 V MANICI RICARICABILI " GREEN" E BATTERIE 2,5 V • Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi • Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa. • Manico robusto in metallo rivestito di cromo LARINGOSCOPI GREEN

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279344806

CODICE GEF

34480



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697