



Manico Ricaricabile a LED

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34482

EAN / GTIN 8023279344820

Confezione 1

Manico in metallo adulto ricaricabile - LED 3,5 V MANICI ricaricabili A.F.O. LED 3,5 V • Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi • Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa. • Manico robusto in metallo rivestito di cromo LARINGOSCOPI GREEN

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021099

EAN / GTIN

8023279344820

CODICE GEF

34482



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697