

Fibra Ottica per Lame F.O. N. 4

Codice GEF (SKU) 34484

EAN / GTIN 8023279344844

Confezione 1

F.O. di ricambio per "GREEN" N°4 LARINGOSCOPI GREEN - massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità - lame studiate per una facile intubazione - finitura opaca per ridurre i riflessi - autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279344844

CODICE GEF

34484



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697