

Lampadina Alogena

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34485

EAN / GTIN 8023279344851

Confezione 6

Lampadina alogena 2,5 V

GEF Medica

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34485	2.5V - per linea F.O.	8023279344851	6
34491	3,5V	8023279344912	6

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279344851

CODICE GEF

34485



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697