



Fibra Ottica per Lame F.O.

Codice GEF (SKU) **34486**

EAN / GTIN **8023279344868**

Confezione **1**

F.O. di ricambio - "GREEN" specificare codice LARINGOSCOPI GREEN - massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità - lame studiate per una facile intubazione - finitura opaca per ridurre i riflessi - autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279344868

CODICE GEF

34486



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697