

GEF Medica

Batteria Ricaricabile Pediatrica 3,5V/600 Mah - Pediatrica per 34487

Codice GEF (SKU) 34489

Batteria ricaricabile NiCa pediatrica 3,5 V/700 mAh per 34487 MANICI RICARICABILI " GREEN" E BATTERIE 3,5 V LINEA VECCHIA (batterie compatibili con manici pediatrici fino a lotto 8 e adulti fino a lotto 7) • Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi • Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa. • Manico robusto in metallo rivestito di cromo LARINGOSCOPI GREEN - massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità - lame studiate per una facile intubazione - finitura opaca per ridurre i riflessi - autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte. - compatibili con la sterilizzazione al gas plasma - tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376 - tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine - lame lunga durata. offre una garanzia di 3 anni. - ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V - manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V - i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili - lame non magnetiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Batteria ricaricabile NiCa pediatrica 3,5 V/700 mAh per 34487 MANICI RICARICABILI " GREEN" E BATTERIE 3,5 V LINEA VECCHIA (batterie compatibili con manici pediatrici fino a lotto 8 e adulti fino a lotto 7)
- Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi
- Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa.
- Manico robusto in metallo rivestito di cromo LARINGOSCOPI GREEN - massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità - lame studiate per una facile intubazione - finitura opaca per ridurre i riflessi - autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte. - compatibili con la sterilizzazione al gas plasma - tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376 - tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine - lame lunga durata. offre una garanzia di 3 anni. - ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V - manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V - i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili - lame non magnetiche

CODICE GEF

34489



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it