



Set Laringo "maxlite Flexi" F.O. 2 Lame McIntosh, 3,4

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34498

EAN / GTIN 8023279344981

Confezione 1

Set deluxe che include un manico F.O. ricaricabile, due lame F.O. McIntosh n. 3 e 4 e una lampadina. La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una visibilità completa del processo di intubazione anche in caso di condizioni anatomiche difficili. Una migliore visibilità e una minore forza di leva riducono il rischio di lesioni della laringe e dei denti. - costruzione in acciaio inox, finitura opaca - utilizzabile con tutti i manici della gamma "Green" - compatibile con le norme "Green" ISO 7376

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conduttore fibra: integrato
- Ø fascio F.O.: 4.5 mm
- Singole micro-fibre: > 6.500
- Trasmissione di luce con 2.5V: 6.000 lux
- Trasmissione di luce con 3.5V: 13.000 lux
- Autoclavabile a 134° C: 4000 volte

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279344981

CODICE GEF

34498



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697