



Riduttore Pressione con Valvola per 2/3l.

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34510

EAN / GTIN 8023279345100

Confezione 1

Riduttore di pressione con valvola per 2/3 litri • UNI Riduttore pressione con valvola e flussimetro a indice regolabile da 0 a 12 l/min. Include una valvola dosatrice a due stadi e un manometro ad alta pressione. Filettatura di connessione: E25/E17. Filettatura di connessione conica UNI 21,7 x 1/14" Viene collegato alle bombole senza valvola.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
34510	2/3l.	8023279345100	1
34530	2/3l. (34530)	8023279345308	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z120309

EAN / GTIN

8023279345100

CODICE GEF

34510



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697