

GEF Medica

Bombola Ossigeno 5 L - Riduttore Nf

Codice GEF (SKU) 34525

BOMBOLE PER OSSIGENOTERAPIA (vuote) • NF • Litri: 5 • Flusso: 0/15 l • Dimensione: Ø140x550mm • Peso kg: 9 • con borsa rigida plastica + protezione *Prodotti non in stock, disponibili in 15 giorni

Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza. Adatte per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero, specialmente in caso di erogazione saltuaria di ossigeno. Fornite in una borsa rigida di plastica con protezione, sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-15 l/min), di un manometro ad alta pressione che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola e di una mascherina facciale. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BOMBOLE PER OSSIGENOTERAPIA (vuote)
 - NF
 - Litri: 5
 - Flusso: 0/15 l
 - Dimensione: Ø140x550mm
 - Peso kg: 9
 - con borsa rigida plastica + protezione *Prodotti non in stock, disponibili in 15 giorni
- Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza. Adatte per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero, specialmente in caso di erogazione saltuaria di ossigeno. Fornite in una borsa rigida di plastica con protezione, sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-15 l/min), di un manometro ad alta pressione che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola e di una mascherina facciale. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
34525



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697