



RIDUTTORE DI PR. UNI con umidificatore e valvola

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 34541

EAN / GTIN 8023279345414

Confezione 1

Riduttore di pressione dotato di valvola di rilascio e manometro ad alta pressione con flussimetro regolabile 0-15 litri/min. e umidificatore collegabile alla valvola della bombola.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
Z120309EAN / GTIN
8023279345414CODICE GEF
34541

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697