



# Bombola Ossigeno Valvola Uni

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34548**

EAN / GTIN **8023279345483**

Confezione **1**

BOMBOLA DI OSSIGENO PER USO GENERICO (vuota) Bombola ossigeno 10 l con valvola (UNI) Dimensioni: Ø 140 x 900 mm Fornite con la valvola. Ideali per apparecchi di anestesia, possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o altri standard (NF, DIN, BRITISH STD, PIN INDEX). Made in Italy.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CAPACITÀ	EAN	CONFEZIONE
34548	10 L	8023279345483	1
34545	5 L	8023279345452	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279345483**

CODICE GEF

**34548**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697