



Bombola Ossigeno Valvola Nf

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34558**

EAN / GTIN **8023279345582**

Confezione **1**

BOMBOLA DI OSSIGENO PER USO GENERICO (vuota) Bombola ossigeno 10 l con valvola (NF) Dimensioni: Ø 140 x 900 mm (Prodotto non in stock, disponibile in 15 giorni) Fornite con la valvola. Ideali per apparecchi di anestesia, possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o altri standard (NF, DIN, BRITISH STD, PIN INDEX). Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CAPACITÀ	EAN	CONFEZIONE
34558	10 L	8023279345582	1
34555	5 L	8023279345551	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279345582

CODICE GEF

34558



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697