



RIDUTTORE DI PR. DIN con umidificatore e valvola

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 34561

EAN / GTIN 8023279345612

Confezione 1

Riduttore di pressione dotato di valvola di rilascio e manometro ad alta pressione con flussimetro regolabile 0-15 litri/min. e umidificatore collegabile alla valvola della bombola.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
Z120309EAN / GTIN
8023279345612CODICE GEF
34561

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697